EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE : 09274041 : 21-10-97

APPLICATION DATE

: 07-02-97

APPLICATION NUMBER

09024753

APPLICANT: NIPPON KODEN CORP:

INVENTOR: SHIMIZU KAZUYA;

INT CI

: G01N 33/543 G01N 33/543 G01N

33/543 G01N 21/59 G01N 33/53

TITLE

: METHOD AND APPARATUS FOR MEASURING ANTIGEN-ANTIBODY

REACTION MATERIAL



ABSTRACT :

PROBLEM TO BE SOLVED: To measure the concentration of the antigen-antibody reaction material in the blood without the centrifugation of blood.

SOLUTION: Collected blood is contained in a sample cell 3, surface active agent is injected into the cell, furthermore, stabilizing agent and buffer solution are injected and stirred, and furthermore, sensitive latex liquid, which generates the antigen-antibody reaction for maternal to be measured is injected. Then, stirring is performed. The changing amount of the absorbance between two time points is obtained based on the amount of the absorbance in the liquid in the sample cell at the time immediately after the injection and amount of the absorbance at the time point after the elapse of the specified time from that time. Thus, the concentration in the blood to be measured described above is obtained.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-274041

(43)公開日 平成9年(1997)10月21日


					1	
(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡序
G01N 33/543	583		G01N	33/543	583	
	581				581H	
	587				587	
21/59				21/59	Z	
33/53				33/53	x	
					請求項の数4 O	L (全 8 頁)
(21)出願番号	特願平9-24753		(71) 出顧人			
(22) 出願日	平成9年(1997)2月	7日	日本光電工業株式会社 東京都新宿区西落合1丁目31番4号			
31)優先権主張番号 特額平8-24110		(72)発明者				
(32)優先日	平8 (1996) 2月9日					31番4号 日本
(33)優先権主張国	日本 (JP)		(74)代理人		岡株式会社内 本田 崇	

(54) 【発明の名称】 抗原抗体反応物質の測定方法および測定装置

(57)【要約】

【課題】 血液を遠心分離することなくその血液中の抗原抗体反応物質の濃度を、測定すること。

【解決手段】 採取した血液を試料セルに収容し、これに界面活性制を注入して撹拌し、さらに安定化剤、緩衝流を注入して撹拌し、さらに初定すべき物質に付し抗原抗体反応を生じさせる恐作ラテックス液を注入して撹拌し、この直後の時点の試料セル内の液体の透過光量と、この時点から所定時間影過後の時点の透過光量とに基づいて2時点間の吸光度の変化分を求め、これにより上記測定すべき物質の血中液度を求める。



【特許請求の範囲】

【請求項1】採取した血液中の所定の抗原または抗体の 濃度を測定する抗原抗体反応物質の測定方法において、 採取した血液に界面活性剤を持入して撹拌し、この液体 に安定化剤、緩衝液・前記所定の抗原または抗体に対す る抗体または抗原が感作されたラテックス液を注入して 撹拌した後、この液体に光を照射し、その透過光量に基 づいて前記血液中の前記所定の抗原または抗体の濃度を 週定することを特徴とする抗原抗体反応物質の測定方 法.

【請求項2】所定の抗原はC反応性蛋白であることを特 徴とする請求項1 に記載の抗原抗体反応物質の測定方 注

【請求項3】採取した血液中の所定の抗原または抗体の 濃度を測定する抗原抗体反応物質の測定装置において、 採取した血液を収容する容器と、この容器中の血液に界 面活性剤、安定化剤、緩衝液、前起形定の抗原または抗 体に対する抗体または抗原が感作されたラテックス液の それぞれを注入する注入手段と、前記容器中の液体を撹 持する撹拌手段と、前記容器中の液体を撹 持する撹拌手段と、前記容器中の液体を撹 持する光度計算を 透過した透過光量を検出する透過光量検出手段と、この 透過光量検出手段が検出した光に基づいて前配血液中の 前記所定の抗原または抗体の濃度を求める濃度測定手段 とを具備することを特徴とする抗原抗体反応物質の測定 装置。

【請求項4】所定の抗原はC反応性蛋白であることを特徴とする請求項3に記載の抗原抗体反応物質の測定装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、血液中のC反応性 蛋白(C-Reactive Protein;以下CRPと称する)、リ ウマチ因子(RF)、抗ストレプトリジンO(ASO) 等、抗原抗体反応を生じる物質を測定する方法および測 定する装置に関する。

[0002]

【従来の技術】この種の物質の測定方法として、ラテックス凝集免疫比濁法がある。この方法に関して特開昭53-62826号には一般的に抗原抗体反応(免疫反応)が生じる物質の測定方法について開示されており、特開昭53-86015号にはCRPの測定方法について開示されており、特開昭62-218866号にはCRPの測定に用いる試薬について開示されている。このラテックス凝集免疫比濁法によれば、抗原抗体反応を生じる物質の濃度を定量的に精度良く測定することができる。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、この方法では、採取した血液(全血)をそのまま用いると、赤血球

やヘモグロビン等の影響を受け、正確な定量測定を行う ことができない。このため、従来の生化学検査では上述 のように採取した血液を遠心分離して血清を取り、この 血清を用いて測定を行っていた。このため測定時間が長 くかかり、緊急の場合や遠心分離器の無い施設では測定 は困難であった。一方、採取した血液の血液成分(赤血 球敷や白血球敷)を調べるには、血液に抗凝固剤を添加 した血液を用いて粉定しなければならず、そのため採取 した血液を半化学検査用と血液成分検査用に分離して処 理しなければならないなど大変手間がかかっていた。 理しなければならないなど大変手間がかかっていた。

【0004】本発明はこのような従来の欠点に鑑みなされたもので、その目的は、採取した血液を遠心分離することなく、かつ血液の分検査に用いるのと同じ検体を用いてその血液中の抗原抗体反応を生じる物質の濃度を測定することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】請求項1の発明は、採取 した血液中の所定の抗原または抗体の濃度を測定する抗 原本に反応物質の測定方法において、採取した血液に界 面活性剤を注入して撹拌し、この液体に安定化剂、緩衝 液、前記所定の抗原または抗体に対する抗体または抗原 が感作されたラテックス液を注入して撹拌した後、この 液体に光を照射し、その透過光量に基づいて前記血液中 物能の形定の抗原または抗体の濃度を測定することを特 微とする。

【0006】請求項2の発明は、請求項1の発明において、所定の抗原はC反応性蛋白であることを特徴とする。

【〇〇〇7】請求項3の発明は、採取した血液中の所定 の抗原または抗体の濃度を溜定する抗原抗体反応物質の 加定装置において、採取した血液を収容する容器と、こ の容器中の血液に界面活性剤、安定化剤、緩衝液、前記 所定の抗原または抗体に対する抗体または抗原が感作さ れたラテックス液のそれぞれを注入する注入手段と、前 記容器中の液体を撹拌する撹拌手段と、前記容器中の液 体に光を照射する光照射手段と、この光照射手段による 光のうちその液体を透過した透過光量を検出する透過光 量検出手段と、この透過光量検出手段が検出した光に基 づいて前記血液中の前記所定の抗原または抗体の濃度を 求める濃度測定手段とを具備することを特徴とする。

【0008】請求項4の発明は、請求項3の発明において、所定の抗原はC反応性蛋白であることを特徴とする。

[0009]

【発明の実施の形態】図1は、この測定方法に用いる分光光度計を示している。この装置を説明すると、光源1の治は、分光器2で分光されこのうちへモグロビン等に対して吸収が極めて少ない被長の光が試料セル3に照射されるように設定されている。試料セル3は、透明の部材で作成をれており、この試料セル3を透過した光は、

検出器4で電気信号に変換される。この検出器4の出力 はLog 変換器5に至り、ここで対数変換され、次にA/D 変換器 6 に至り、ここでディジタル値に変換され、表示 器7にてその値が表示される。

【0010】本実施の形態では抗原抗体反応を生じるあ る物質Xの血液中濃度を測定する方法について説明す

【0011】まず検査者は、試料セル3に、採取した血 液と界面活性剤とを混合、撹拌したものを収容する。こ の界面活性剤によって血液は溶血する。すなわちここで 赤血球の中に含まれているヘモグロビンが溶出する。

【0012】次に検査者は、試料セル3に安定化剤、緩 衝液を注入して撹拌する。そして検査者はブランク測定 を行う。すなわち検査者は抗原抗体反応を生じさせる前 のこの試料セル3中の液体に分光器2からの光を吸収さ せ、表示器7の表示が所定値を示し安定しているかを確 認する。

【0013】検査者は、F記表示が安定していることを 確認すると、物質Xに対して抗原抗体反応を生じさせる 感作ラテックス液を試料セル3に注入して撹拌する。

【0014】このときバラバラに分散した感作ラテック ス (抗体あるいは抗原を結合させたラテックス)は抗原 抗体反応により凝集し、見かけ上の粒径が増大する。凝 集反応の進行に伴い、凝集塊が生長して見かけ上の粒径 が増大すれば、その透過光量が減少する。このようなラ テックス凝集反応による粒径増大の程度は、検体中に含 まれる抗原または抗体の濃度により決まる。従って透過 光量は検体中に含まれる抗原または抗体の濃度に依存す る (検査と技術、vol.12,no.7,1984年7 月、第583 頁右 欄最下行~第584 頁左欄第34行参照)。

【0015】次に検査者はこの試料セル3に分光器2か らの光を透過させ、直ちに表示器7の表示を読取り、さ

(補正後の ΔA) = $\Delta A \times \{100/(100-HCT)\} \cdots (1)$ このようにすればより正確に物質Xの濃度を求めること

ができる。 【0020】上記の方法を用いて血液中のCRP濃度を 求める場合に、好適な結果が得られる、試薬、分量、光

波長を以下に記す。 【0021】試薬

- (1) 検量線作成用標準液;エルピアエースCRP標準 品 0, 1.5, 3.5, 7.0, 14.0 mg/dl (ダイアヤトロン社 製、商品名)
- (2) ラテックス液、安定化剤: エルピアエースCRP し(キット)(ダイアヤトロン社製、商品名)
- ラテックス液: 抗ヒトCRP感作ラテックス 安定化剤;ウシ血清アルブミン含有トリスーHC1バッ ファ
 - (3)緩衝液;共通バッファ、0.9%NaCl含有緩衝液
- (4)界面活性剤;ラウリル硫酸ナトリウム[アニオン 性(-) 界面活性剂]

らにこの時点aから所定時間は1経過後の時点bにおい て、表示器7の表示を読取り、それぞれの値を記録す る。これにより各時点における透過光量Ita, Itb の対数 値LogIta.LogItb が得られる。

【0016】吸光度A は一般に入射光量をlo 透過光量 をItとすると、A=Log(Io/It)で表されるから、透過光量 がIta からItb に変化したときその吸光度の変化分AA は△A=Log(Ita/ Itb) =LogIta-LogItbを計算して求める ことができる.

【0017】次に検査者は、吸光度の変化分と濃度の関 係を示す物質Xの検量線を参照し、求めた AA に対応す る濃度を求める。

【0018】ここで検量線は、上記採取した血液の代わ りに、物質×の濃度がそれぞれ異なり、それぞれの濃度 て、上記と同様にして吸光度の変化分ΔA1, ΔA2, ΔA 3. ……. Anを求め、これにより吸光度の変化分と濃 度との関係の回帰直線を作成すれば、図2のように求め ることができる。

【0019】上記の例では、全面の透過光測定により求 めた△Aから直接に検量線を参照して物質Xの濃度を求 めている。しかし、この検量線は血清の標準液に基づい て作成されたものである。そして、全血(赤血球を含ん でいる) 中の物質区の濃度は、血清(赤血球を含んでい ない)中の物質Xの濃度よりも薄い。このため上記AA から直接に上記の検量線を参照して物質Xの濃度を求め るならば、実際の物質Xの濃度とは若干の誤差が生じ る。そこで、この△Aを補正して、血清中の物質Xの濃 度に対応する値に変換し、この値を用いて上記検量線を 参照し物質Xの濃度を求める。この補正は、子め測定し て求めたヘマトクリット値HCTを用いる次の関係式に より行う。

【0022】分量(容積比率)

界面活性剤1に対し全血試料が10~70

なお、安定化剤、緩衝液の添加量に関しては使用する全 血試料の量に応じて適宜添加する。

【0023】界面活性剤1に対し全血試料が10以下で あると、反応率が悪くなり、70以上では溶血作用が働 かなくなる。また上記使用波長は、近赤外光の約800 1000nmであれば好適な結果が得られる。

【0024】ここで参考として図3に試料および測定条 件の異なる場合の吸光度の時間的変化の例を示す。反応 曲線1と2は試料に血漿を用いた場合の反応である。反 応曲線3と4は試料に全血を用いた場合の反応である。 反応曲線5と6は試料に全血と界面活性剤を用いた場合 の反応である。測定はこれらの3種類の試料を用い、ま ず第1反応として 試料+緩衝液+安定化剤 で吸光度 を測定し、吸光度が一定であることを確認した。反応曲 線の1、3、5がそれである。 すなわちいずれの試料で

ţ.

も経時とともに反応が進んでいないことを示す。次に第 2反応としてそれぞれの溶液にラテックス液を添加し、 吸光度の変化を観察し、抗原抗体反応の有無を評価し た。反応曲線の2、4、6がそれである。反応曲線2 は、血糖を用いる従来行われていた方法による反応経過 であり、経時的に吸光度が増加していることが分かる。 反応曲線4は全面では反応が全く進んでいないことを示 す。反応曲線6は全面に界面活性剤を加えたもので、経 時的に吸光度が増加していることが分かる。そして、従 来方法による反応曲線2と本発明の方法による反応曲線 6とを比較すると、後者は前者より反応率は落ちるが、 両者は近似していることが分かる。しかし、全血中のC RPの濃度は、血漿中のCRPよりも薄いため、別に測 定したヘマトクリット値HCTを用い、前述の(1)式 と同様の次式により補正するならば、反応曲線2の血漿 を用いたときの吸光度の変化分Abs2と、反応曲線6の 全血+界面活性剤を用いたときの吸光度の変化分Abs6 は、ほぼ同じ値となる。

(補正後の△Abs6) = (全血と界面活性剤を用いたとき の△Abs6)× {100/(100-HCT)}

ここで、△Abs6=300secの吸光度-0secの吸光度 である。

【0025】以上はCRP測定の例であるが、ラテック ス液のラテックス粒子に結合させる抗原または抗体を代 えるならば、同様にして血液中のC反応性蛋白 (C-Reat tiveProtein:以下CRPと称する)、リウマチ因子 (RF)、抗ストレプトリジンO(ASO)等も測定す

ることができる。 【0026】次に、このような方法により上記物質×の 血液中濃度を測定する装置について説明する。図4にそ

の全体構成を示す。

【0027】光瀬11の光は、ヘモグロビン等に対して 吸収が極めて少ない故長の光を発生し、この光は試料セル12に照射されるように設定されている。試料セル1 とは、透明の部村で作成されており、この試料セル12 を透過した光は、検出器15で電気信号に変換される。 この検出器15の出力はにAD 変換器16に至り、ここで でデンジル値に変換され、マイクロコンビュータ17 に至るようにされている。

【0028】試料・界面活性剤注入器8は、試料である血液、界面活性剤をそれぞれ収容し、マイクロコンピュータ17の指示があれば、その指示に応じて選択した液体を混合機9に注入するものである、損拌装置10は、マイクロコンピュータ17の指示に応じて、混合槽9に収容されている液体を撹拌する装置である。純液装置19は、マイクロコンピュータ17の指示に応じて、混合槽9に収容されている液体を試料セル12に供給する装置である。試薬注入器13は、試薬である。安定化剤、緩衝液計よび物質×に対して抗原抗体反応を生じさせるを作うデックス液をそれぞれ収容し、マイクロコンピュ

ータ17の指示があれば、その指示に応じて選択した液体を試料セル12に注入するものである。 撹拌装置14 は、マイクロコンピュータ17の指示に応じて、試料セ12に収容されている液体を撹拌する装置である。 プリンタ18は、マイクロコンピュータ17から出力されたデータを印刷するものである。マイクロコンピュータ17は、演算、制御を行う中央処理装置(以下CPUと称する)、ROMおよびRAMからなる主メモリ、外部とのデータの授受を行うためのインターフェイス、キーボード等の入力装置からなり、本装置の各部を制御すると共にAP 変換器16からのデータを処理する。CPUの動作のフローチャートを図5に示す。

【0029】図5を参照して、本装置の動作を説明する。CPUは試料・界面活性制注入器8に対し、血液と界面活性制を混合槽9に注入するように指示する(ステップ100)。これにより試料・界面活性制注入器8は血液と界面活性制を混合槽9に注入する。次にCPUは、塊拌装置10に対して、撹拌を指示する(ステップ101)。これにより撹拌装置10は混合槽9の液体を所定時間比撹拌する。次にCPUは、輪液装置19に対して所定量の液体を混合槽9から試料セル12に移送するように指示する(ステップ102)。これにより、輪液装置19は所定量の液体を混合槽9から試料セル12に移送する。

(10030]次にCPUは、試薬注入器13に対し、安定化剤と緩衝液を試料セル12に注入するように指示する(ステップ103)。これにより試薬注入器13は安定化剤と緩衝液を試料セル12に注入する。次にCPUは、援拌装置14は試料セル12の液体を所定時間と撹拌する。次にCPUは、光源11を発光させ、そのときのA/D変操器16からのデータにより吸光度が所定値で安定しているか否かを確認し(ステップ105)、所定値で安定しているか否かを確認し(ステップ105)、所定値で安定していると判断すればステップ106に進む、ここで、CPUは所定値で安定していないと判断すれば、ステップ11に進み、プリンタ18にその旨を出力し、エンドとなる。

【0031】CPUは、ステップ106において、試薬注入器13に対し、上記ラテックス液を試料セル12に注入するように指示する。これにより試薬注入器13はラテックス液を試料セル12に注入する。次にCPUは、撹拌装置14は対して、撹拌を指示する(ステップ107)。これにより撹拌装置14は試料セル12の液体を所定時間と撹拌する。

【0032】次にCPUは、この撹拌後直ちに光源11 を発光させ、さらにその時点より所定時間36後、光源1 1を発光させ、それぞれの時点のA/D 変換器16からの データに基づいて両時点の吸光度の差すなわち吸光度の 変化分ムA を求める(ステップ108)。

【0033】次にCPUは、予め入力され主メモリに記

憶している物質×の血中濃度と吸光度の変化分の対応テーブルを参照して、ステップ108で求めたΔAに対応する物質×の血中濃度を求める(ステップ109)。
【0034】次にCPUは、ステップ109で求めた濃度のデータ、ステップ108で求めた吸光度の変化分ΔAのデータをブリンタ18に出力する(ステップ110)。プリンタ18はこれらのデータを印刷する。【0035】上記の対応テーブルは、予め本装置を用

【0035】上記の対応テーブルは、干め本装置を用 い、上記試料の代わりに物質メの濃度が異なり急濃度が 既知である複数種の血清液でれぞれについての吸光度の 変化分ムAI、ムA2、ムA3…を求めるならば、これによっ て濃度 吸光度の変化分の回帰直線が求められるので、 この直線から作成することができる。

【0036】この装置では、全血の透過光測定により Δ Aを求め(ステップ108)、この Δ Aから直接に検量線を参照して物質×の濃度を求めている(ステップ109)が、ステップ108で Δ Aを、前途の(1)式により補正して、この補正後の Δ A から検量線を参照して物質×の濃度を求めるようにしても良い。この補正氏用いられるヘマトクリット値HCTは、別の測定により求め、マイクロコンピュータ17の主メモリに予め影憶させておくものである。このようにすればより正確に物質×の濃度を求めることができる。

【0037】 【発明の効果】本発明の方法、装置によれば、血液中の 抗原抗体反応物質の濃度を測定する際、全血に直接試薬 を注入して測定することができるので、血液を遠心分離 する必要がない。このためこの種の物質の濃度を、迅速 に測定することができる。更に血液成分測定と同じ処理 をした検体を用いて測定ができるため手間がかからな いまた本発明の方法によれば遠心分離器のない絶設で あっても測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法に用いられる分光光度計の構成を示す図

【図2】本発明方法に用いられる検量線作成の説明図。


【図3】各種液体の吸光度の時間的変化を示す図

【図4】本発明装置の構成を示す図。


【図5】図4に示した装置の動作を説明するための図。 【符号の説明】

- 1、11 光源
- 3、12 試料セル
- 4、15 検出器
- 7 表示器
- 8 試料·界面活性剤注入器
- 9. 混合槽
- 13 試憲注入器
- I BUSHET / CAS
- 17 マイクロコンピュータ
- 19 輪液装置


[図1]



【図2】









SHEDOVIDE D ANDSTADATA I









NSDOCID < IP 409274041A (>